

RNAeasy™动物RNA抽提试剂盒(离心柱式)

产品编号	产品名称	包装
R0026	RNAeasy™动物RNA抽提试剂盒(离心柱式)	50次

产品简介:

- 碧云天的离心柱式RNAeasy™动物RNA抽提试剂盒(RNAeasy™ Animal RNA Isolation Kit with Spin Column)是一种基于离心柱法从动物组织或培养的动物细胞中安全、快速、便捷、稳定、高效、高质量地抽提长度大于200个核苷酸(nucleotide, nt)的RNA的试剂盒。抽提获得的大于200个核苷酸的RNA(也常被称为总RNA)可以用于各种常规用途。
- 本试剂盒抽提得到的RNA可用于反转录、RT-PCR、qPCR、Northern、点杂交(Dot Blot)、纯化mRNA、体外翻译、RNase protection assay、cDNA克隆等下游实验;也可用于基因表达芯片分析(microarray)、高通量测序(high throughput sequencing)等对RNA质量要求较高的情况。
- 碧云天的三款离心柱式及Trizol法RNA抽提试剂盒的主要特点和差异如下:

产品编号	R0024/ R0026/ R0027	R0028	R0032	R0011/R0016
产品名称	RNAeasy™动物RNA抽提试剂盒	RNAeasy™动物小RNA抽提试剂盒	RNAeasy™ Plus动物RNA抽提试剂盒	Beyozol Trizol
推荐指数	★★★★★	★★★★★	★★★	★★
抽提方式	离心柱式	离心柱式	离心柱式	原始方式
抽提产物	RNA(>200nt)	小RNA(<200nt)	总RNA (含<200nt的小RNA)	总RNA (含<200nt的小RNA)
操作时间	最短(15-20分钟)	稍较长(20-25分钟)	较长(25-30分钟)	最长(45-60分钟)
操作步骤	4步骤(少)	6步骤(多)	6步骤(多)	很多步骤
使用便捷性	★★★★★	★★★★	★★★★	★★
推荐细胞量/得率	50-100万/5-20μg	50万/1-2μg	50-100万/5-20μg	50-100万/5-20μg
推荐组织量/得率	5-20mg/10-40μg (多)	5mg/1-1.5μg (少)	3-5mg/3-10μg (少)	50mg/100-500μg (很多)
RNA纯度	高	高	高	高
有毒有害试剂	无	无	无	有
人体与环境安全	高	高	高	低
国外同类产品	RNeasy Mini Kit (Qiagen) PureLink® RNA Mini Kit (Thermo)	PureLink® miRNA Isolation Kit (Thermo)	miRNeasy Mini Kit (Qiagen)	TRIzol (Thermo)
用途	非小RNA相关各种用途	小RNA相关各种用途	不同长度RNA各种用途	不同长度RNA各种用途

- 动物组织或细胞中的RNA按照长度可以分为长链RNA(long RNA)和小RNA(small RNA), 长链RNA通常大于200nt, 而小RNA通常小于200nt。长链RNA按照是否编码蛋白或多肽可以分为长链非编码RNA(long noncoding RNA, lncRNA)和mRNA。小RNA主要包括非编码的5.8S rRNA(ribosomal RNA)、5S rRNA、tRNA(transfer RNA)、microRNA(miRNA)、siRNA(small interfering RNA)、piRNA(Piwi-associated small RNA)、tsRNA(tRNA-derived small RNA)、srRNA(small rDNA-derived RNA)等。
- 本试剂盒抽提RNA的基本流程如图1所示。样品在裂解液中迅速裂解, 释放出总RNA, 然后让RNA特异性地结合到纯化柱上, 而基因组DNA和蛋白质等其它组分通过高速离心被有效去除, 再通过3次洗涤充分去除非特异性结合的蛋白、盐等杂质, 最后用洗脱液将高纯度的RNA洗脱下来。




图1. 离心柱式RNA抽提流程示意图

- **本试剂盒使用安全。**本试剂盒通过特殊的柱纯化介质进行RNA分离纯化，能有效避免传统的Trizol法抽提时使用的酚、氯仿等有毒有害有机试剂。
- **本试剂盒使用快速、便捷。**本试剂盒采用柱纯化，无需繁琐的RNA沉淀步骤，抽提操作过程仅15-20分钟。相比于传统的Trizol抽提法，本试剂盒的操作流程显著简化，缩短了抽提时间，降低了RNA被降解的风险。和国外同类柱纯化产品相比，所需操作步骤和操作时间基本一致。
- **本试剂盒抽提RNA的得率高，**优于国外同类产品。本试剂盒的抽提效果经反复测试，100万个HeLa细胞能抽提得到约15-20μgRNA，20mg小鼠肝组织能抽提得到约25-35μgRNA，20mg小鼠脑组织中抽提得到约10-20μgRNA(新鲜样品的得率高于冻存样品)。本试剂盒与传统的Trizol方法及国际知名Q品牌同类产品的抽提效果对比参见图2。
- **本试剂盒抽提得到的RNA纯度高，**显著优于Trizol和国外Q品牌的同类产品。本试剂盒抽提得到的RNA的A260/A280通常为2.0-2.2。A260/A230通常为1.9-2.1。本试剂盒与传统的Trizol方法及国际知名Q品牌同类产品的抽提效果对比参见图2。由图2可知，本试剂盒在抽提组织样品的RNA时，A260/A230非常显著地高于Trizol法和Q品牌的同类产品，提示纯度高。




图2. 本试剂盒与 Trizol、Q 品牌同类产品的 RNA 抽提效果对比。样品为冻存的 50 万个 HeLa 细胞、20mg 小鼠肝组织和 20mg 小鼠脑组织。洗脱液用量均为 40μl。均取 6μl 洗脱的样品经变性处理后，在含 6.67%甲醛和适量 NA-Red 的 1.2%变性琼脂糖凝胶中电泳约 45 分钟后拍照。实际抽提效果会因实验条件、检测仪器等的不同而存在差异，本图仅供参考。

注：纯的 RNA 其 A260/A280 约为 2.0，但在很多仪器上测定时会高于 2.0，低于 1.9 通常认为有蛋白、DNA 或者酚等的污染；纯的 RNA 其 A260/A230 约为 2.0 左右或者略高，低于 1.9 通常认为有碳水化合物、胍盐、多肽或酚等的污染。

- 本产品与 Qiagen 公司的 RNeasy Mini Kit 一致，用于纯化 200nt 以上的 RNA，对小于 200nt 的 small RNA 即小 RNA(如 5.8S rRNA、5S rRNA、tRNA、miRNA、piRNA 等)被选择性地去除，如果希望抽提得到小于 200nt 的小 RNA，推荐使用碧云天的 RNAeasy™动物小 RNA 抽提试剂盒(离心柱式)(R0028)或 RNAeasy™ Plus 动物 RNA 抽提试剂盒(离心柱式)(R0032)。
- 本试剂盒适用于新鲜或冻存的动物组织或细胞RNA的抽提，推荐的细胞用量为50-100万(上限可达1000万)，组织用量为15-20mg(上限可达30mg)。对于不同的组织或细胞上限会有所差别，例如小鼠肝脏组织上限可达30mg，但肌肉组织上限为20mg。
- 本试剂盒可用于50个样品的RNA抽提。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
R0026-1	裂解液	32ml
R0026-2	结合液	32ml
R0026-3	洗涤液I	32ml
R0026-4	洗涤液II	63ml
R0026-5	洗脱液	5ml
R0026-6	RNA纯化柱及废液收集管	50套
R0026-7	RNA洗脱管	50个
—	说明书	1份

保存条件：

室温保存，一年有效。

注意事项：

- 对于富含RNase的样品(如动物组织)，建议使用前在裂解液中添加二硫苏糖醇(Dithiothreitol, DTT)至终浓度为40mM(例如1ml裂解液中加入20μl 2M DTT)或β-巯基乙醇至终浓度为1% (如1ml裂解液中加入10μl β-巯基乙醇)。含DTT或β-巯基乙醇的裂解液可在室温放置1个月。
- 通过本试剂盒抽提得到的RNA已经去除绝大多数DNA，通常情况无需DNase处理。后续如进行某些对DNA残留较敏感的实验时，

可以在使用说明中步骤4离心后，在纯化柱中加入适量DNase I进行消化，具体请参考使用说明。

- 本试剂盒提供的所有试剂和耗材都是RNase-free，操作时应小心，避免被污染。所有自行准备的试剂和耗材也都应是RNase-free。如果可能有RNase污染，可考虑用0.01%的DEPC水浸泡过夜，然后高温高压灭菌并烘干。操作时应避免对着样品或所使用的试剂盒耗材呼气或说话，以防RNase污染。建议戴一次性口罩操作。
- 对于操作环境中RNA酶的去除，推荐使用碧云天生产的RNase and DNase Away (R0123)以去除实验桌面上或其它接触面上的RNase。
- 使用冻存的细胞或组织抽提 RNA 的效果通常比新鲜的细胞或组织差一些。因为在细胞或组织冻融过程中一些细胞或组织内的RNase 会被释放出来并剪切样品中的RNA。对于组织样品, 推荐使用碧云天生产的RNA Later™动物组织RNA 稳定保存液(R0118)进行保存以保证样品RNA 的完整性。
- 本试剂盒所有操作均在室温进行，操作时无需冰浴。所有离心也均在室温进行。
- 废液收集管在一次抽提中需多次使用，切勿中途丢弃。
- 结合液、洗涤液中含有乙醇，使用后须旋紧瓶盖以防挥发，并须按照易燃试剂的相关规范进行存放和使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

1. 样品的准备。

细胞样品：收集50-100万左右的细胞。对于悬浮细胞，1000-2000×g离心1分钟后弃上清，加入300μl裂解液，轻轻吹打8-10次至固悬物溶解、溶液澄清；对于贴壁细胞，吸净培养液后加入300μl裂解液，轻轻吹打5-10次至固悬物溶解、溶液澄清，转移至一洁净离心管内。

组织样品：取15-20mg动物组织，置于液氮中研磨成粉末，立即加入600μl裂解液。也可将组织置于1.5ml离心管中，迅速加入600μl冰浴预冷的裂解液，用微型电动匀浆器匀浆，或者用普通玻璃匀浆器进行匀浆。研磨或匀浆后，轻轻吹打匀浆液8-10次，室温放置3-5分钟。然后约14,000×g离心2分钟，将上清液移至新的离心管中。对于比较容易裂解且匀浆很充分的组织(如肝组织、脑组织等)可以不用高速离心而直接进入步骤2。

注意：细胞的数量一般不超过500万，不超过100万细胞宜使用300μl裂解液，多于100万细胞宜使用600μl裂解液。动物组织的用量一般不超过30mg，用量过多可能会因裂解不充分导致得率下降。组织样品在裂解和离心后，离心管下部可能会有一些胶状物质，宜作为上清转移至下一步操作。如果弃除胶状物，会导致得率下降约30-50%。后续加入结合液后胶状物会消失。离心是为了去除未匀浆充分的明显块状物。如果裂解后仍有粘稠物，需增加吹打次数至溶液完全澄清。对于富含RNase的样品，裂解液中宜添加DTT至终浓度为40mM或添加β-巯基乙醇至终浓度为1%。

2. 加入等体积结合液至裂解液中，轻轻颠倒混匀3-5次。此时可能会有沉淀物产生，属于正常现象。

3. 将混合物(包括沉淀物)转移至纯化柱内，12,000×g离心30秒，倒弃收集管内液体。

注意：当裂解液的体积大于300μl时，在加入等体积结合液后，总体积会超过纯化柱的容量，这时应分成2次过柱，即将一半的混合物过柱后，再将剩余的混合物重复步骤3一次。对于一些特殊的样品，如出现溶液未完全通过时，可延长离心时间至1-2分钟，或者加大离心力至16,000×g。对于一些能快速启动达到12,000×g的离心机，离心30秒已经足够，对于一些启动速度缓慢的离心机本步骤及后续步骤中的30秒离心宜调整为60秒。

4. 加入600μl洗涤液I，12,000×g离心30秒，倒弃收集管内液体。选做：通过本试剂盒抽提得到的RNA已经去除绝大多数DNA，通常情况无需DNase处理。后续如进行某些对DNA残留较敏感的实验时，可在本步骤离心后，在纯化柱中加入80μl含10U DNase I的酶溶液(推荐使用碧云天RNase-free的DNase I，D7073或D7076，每80μl酶溶液按照71.8μl水加8μl 10X Reaction Buffer再加0.2μl 50U/μl DNase I混合配制而成)，室温放置消化15分钟。消化结束后，不需要进行离心等任何额外的操作，直接进入步骤5。

5. 加入600μl洗涤液II，12,000×g离心30秒，倒弃收集管内液体。

6. 重复步骤5一次。

7. 最高速(约14,000-16,000×g)离心2分钟，去除残留的液体。

8. 将RNA纯化柱置于本试剂盒提供的RNA洗脱管中，加入30-50μl洗脱液，室温放置2-3分钟，最高速离心30秒，所得溶液即为纯化的RNA。

注意：洗脱液需要加到纯化柱柱面中央，使其被完全吸收。如需获得更高浓度的样品，可把洗脱液的体积减小至20μl，但洗脱下来的RNA量会相对减少。室温较低时，洗脱液在37℃预热片刻对得率有所帮助。此外，洗脱后的溶液再次加回到原纯化柱再离心洗脱一次，可提高得率约10-30%；或者在第一次洗脱后使用新的洗脱液再洗脱一次，会获得约为第一次洗脱量15-40%的RNA。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
R0011	Beyozol (总RNA抽提试剂)	100ml
R0016	Trizol (总RNA抽提试剂)	100ml
R0021	DEPC水(DNase、RNase free)	100ml
R0022	DEPC水(DNase、RNase free)	500ml
R0024	RNAeasy™动物RNA抽提试剂盒(离心柱式)	12次
R0026	RNAeasy™动物RNA抽提试剂盒(离心柱式)	50次
R0027	RNAeasy™动物RNA抽提试剂盒(离心柱式)	200次

R0028	RNAeasy™动物小RNA抽提试剂盒(离心柱式)	50次
R0032	RNAeasy™ Plus动物RNA抽提试剂盒(离心柱式)	50次
R0035	BeyoMag™磁珠法动物总RNA抽提试剂盒	50次
R0118	RNALater™动物组织RNA稳定保存液	100ml
R0121	AllProtect™动物组织核酸、蛋白稳定保存液	25ml
R0122	AllProtect™动物组织核酸、蛋白稳定保存液	100ml
R0123	RNase and DNase Away	250ml
R0125	RNase, DNase and DNA Away	250ml
R0127	RNase, DNase, RNA and DNA Away	250ml
ST036	DEPC	10g

使用本产品的文献：

- Yunpeng Zhao, Cheng Qiu, Wenhan Wang, Jiangfan Peng, Xiang Cheng, Yangtao Shanguan, Mingyang Xu, Jiayi Li, Ruize Qu, Xiaomin Chen, Suyi Jia, Dan Luo, Long Liu, Peng Li, Fengjin Guo, Krasimir Vasilev, Liang Liu, John Hayball, Shuli Dong, Xin Pan, Yuhua Li, Linlin Guo, Lei Cheng, Weiwei Li . Cortistatin protects against intervertebral disc degeneration through targeting mitochondrial ROS-dependent NLRP3 inflammasome activation Theranostics. 2020 May 27;10(15):7015-7033.
- Dong Liang, Chen Yu, Zhao Ma, Xingye Yang, Zhenzhen Li, Xuhui Dong, Xiaojun Qin, Lupei Du, Minyong Li . Identification of anthelmintic parbendazole as a therapeutic molecule for HNSCC through connectivity map-based drug repositioning Acta Pharm Sin B. 2022 May;12(5):2429-2442.
- Haofeng Zheng, Yunnan Zhang, Lei Li, Rui Zhang, Zihuan Luo, Zhe Yang, Yongrong Ye, Jiannan He, Qiquan Sun . Depletion of Toll-Like Receptor-9 Attenuates Renal Tubulointerstitial Fibrosis After Ischemia-Reperfusion Injury Front Cell Dev Biol. 2021 Feb 12;9:641527.
- Bing Liu, Qiang-Ming Li, Zhen-Zi Shang, Xue-Qiang Zha, Li-Hua Pan, Jian-Ping Luo . Anti-gastric cancer activity of cultivated Dendrobium huoshanense stem polysaccharide in tumor-bearing mice: Effects of molecular weight and O-acetyl group Int J Biol Macromol. 2021 Dec 1;192:590-599.
- Samantha E C Wolff, Xiao-Lan Wang, Han Jiao, Jia Sun, Andries Kalsbeek, Chun-Xia Yi, Yuanqing Gao . The Effect of Rev-erba Agonist SR9011 on the Immune Response and Cell Metabolism of Microglia Front Immunol. 2020 Sep 25;11:550145.
- Haofeng Zheng, Yunnan Zhang, Jiannan He, Zhe Yang, Rui Zhang, Lei Li, Zihuan Luo, Yongrong Ye, Qiquan Sun . Hydroxychloroquine Inhibits Macrophage Activation and Attenuates Renal Fibrosis After Ischemia-Reperfusion Injury Front Immunol. 2021 Apr 14;12:645100.
- Yufang Hou, Rixin Zhang, Jinbao Zong, Weiqi Wang, Mingxuan Zhou, Zheng Yan, Tiegang Li, Wenqiang Gan, Silin Lv, Zifan Zeng, Min Yang . Comprehensive Analysis of a Cancer-Immunity Cycle-Based Signature for Predicting Prognosis and Immunotherapy Response in Patients With Colorectal Cancer Front Immunol. 2022 May 31;13:892512.
- Mingxuan Zhou, Silin Lv, Yufang Hou, Rixin Zhang, Weiqi Wang, Zheng Yan, Tiegang Li, Wenqiang Gan, Zifan Zeng, Fang Zhang, Min Yang . Characterization of sialylation-related long noncoding RNAs to develop a novel signature for predicting prognosis, immune landscape, and chemotherapy response in colorectal cancer Front Immunol. 2022 Oct 18;13:994874.
- Chao Song, Biao Yu, Junjun Wang, Xinmiao Ji, Lei Zhang, Xiaofei Tian, Xin Yu, Chuanlin Feng, Xinyu Wang, Xin Zhang . Moderate Static Magnet Fields Suppress Ovarian Cancer Metastasis via ROS-Mediated Oxidative Stress Oxid Med Cell Longev. 2021 Dec 7;2021:7103345.
- Si-Lin Lv, Zi-Fan Zeng, Wen-Qiang Gan, Wei-Qi Wang, Tie-Gang Li, Yu-Fang Hou, Zheng Yan, Ri-Xin Zhang, Min Yang . Lp-PLA2 inhibition prevents Ang II-induced cardiac inflammation and fibrosis by blocking macrophage NLRP3 inflammasome activation Acta Pharmacol Sin. 2021 Dec;42(12):2016-2032.
- Li Z, Wang Y . Long non-coding RNA FTH1P3 promotes the metastasis and aggressiveness of non-small cell lung carcinoma by inducing epithelial-mesenchymal transition. INT J CLIN EXP PATHO. 2019 Oct 1 12(10):3782-3790. eCollection 2019.
- Kaiyan Lou, Ping Huang, Huijuan Ma, Xiaolei Wang, Huan Xu, Wei Wang . Orlistat increases arsenite tolerance in THP-1 derived macrophages through the up-regulation of ABCA1 Drug Chem Toxicol. 2019 Oct 31;1:9.
- Yu W, Yu Z, Wu D, Zhang J, Zhu Y, Zhang Y, Ning H, Wang M, Zhang J, Zhao J . Lens-specific conditional knockout of Msx2 in mice leads to ocular anterior segment dysgenesis via activation of a calcium signaling pathway. Lab Invest. 2019 Nov 99(11):1714-1727.
- Zhang J, Zheng Y, Luo Y, Du Y, Zhang X, Fu J . Curcumin inhibits LPS-induced neuroinflammation by promoting microglial M2 polarization via TREM2/TLR4/ NF-κB pathways in BV2 cells. Mol Immunol. 2019 Dec 116:29-37.
- Jia J, Nie L, Liu Y . Butyrate alleviates inflammatory response and NF-κB activation in human degenerated intervertebral disc tissues. Int Immunopharmacol. 2020 Jan 78:106004.
- Jian Pu, Jianchu Wang, Wenchuan Li, Yuan Lu, Xianjian Wu, Xidai Long, Chunying Luo, Huamei Wei . hsa_circ_0000092 promotes hepatocellular carcinoma progression through up-regulating HN1 expression by binding to microRNA-338-3p J Cell Mol Med. 2020 Feb 20. doi: 10.1111/jcmm.15010.
- Xiaolei Wang, Kaiyan Lou, Xiaodong Song, Huijuan Ma, Xinyi Zhou, Huan Xu, Wei Wang . Mebendazole is a potent inhibitor to chemoresistant T cell acute lymphoblastic leukemia cells TOXICOL APPL PHARM . 2020 Jun 1;396:115001.
- Lin Song, Jiaqi Cui, Ning Wang, Rui Wang, Jianqun Yan, Bo Sun . Maternal exercise during gestation and lactation decreases high-fat diet preference by altering central reward system gene expression in adult female offspring from high-fat fed dams Behav Brain Res. 2020 Jul 15;390:112660.
- Wenhan Wang, Ruitong Yang, Minfa Zhang, Jiayi Li, Jiangfan Peng, Mingyang Xu, Yunpeng Zhao, Hao Li, Xin Pan . Glycitin Suppresses Cartilage Destruction of Osteoarthritis in Mice Inflammation. 2020 Aug;43(4):1312-1322.
- Yufang Hou, Weiqi Wang, Zifan Zeng, Wenqiang Gan, Silin Lv, Tiegang Li, Zheng Yan, Rixin Zhang, Min Yang . High SEMA4C expression promotes the epithelial-mesenchymal transition and predicts poor prognosis in colorectal carcinoma AGING-US. 2020 Nov 7;12(21):21992-22018.
- Chao Tian, Shuai Li, Lang He, Xiaobo Han, Feng Tang, Rongqi Huang, Zuoxian Lin, Sihao Deng, Junjie Xu, Hualin Huang, Huifang Zhao, Zhiyuan Li .

- Transient receptor potential ankyrin 1 contributes to the lysophosphatidylcholine-induced oxidative stress and cytotoxicity in OLN-93 oligodendrocyte CELL STRESS CHAPERON. 2020 Nov;25(6):955-968.
22. Rixin Zhang, Tiegang Li, Weiqi Wang, Wenqiang Gan, Silin Lv, Zifan Zeng, Yufang Hou, Zheng Yan, Min Yang . Indoleamine 2, 3-Dioxygenase 1 and CD8 Expression Profiling Revealed an Immunological Subtype of Colon Cancer With a Poor Prognosis Front Oncol. 2020 Dec 7;10:594098.
 23. Xiaoqun Lv, Jinguo Zhang, Jun Zhang, Wencai Guan, Weifang Ren, Yujuan Liu, Guoxiong Xu . A Negative Feedback Loop Between NAMPT and TGF- β Signaling Pathway in Colorectal Cancer Cells Onco Targets Ther. 2021 Jan 8;14:187-198.
 24. Wei Wei, Xiaoguang Wei, Minyu Zhang, Cheng Peng . Ultrasound microbubble-mediated miR-150-5p inhibits gastric cancer cell growth by targeting the expression of NR2F2 J RECEPT SIG TRANSD. 2021 Feb 12;1-10.
 25. Yulin Mo, Wenxiu Lai, Ying Zhong, Zhuoqing Hu, Meigui You, Minqun Du, Pan Wang, Xinyou Wu, Cailing Chen, Huanmin He, Zhimin Gao, Yaping Xu, Dongtao Wang, Liao Cui, Yajun Yang . TXNIP contributes to bone loss via promoting the mitochondrial oxidative phosphorylation during glucocorticoid-induced osteoporosis Life Sci. 2021 Feb 1;266:118938.
 26. Xin Liu, Mingyang Xiao, Liang Zhang, Liuli Li, Guolian Zhu, Erdong Shen, Mingyue Lv, Xiaobo Lu, Zhe Sun . The m6A methyltransferase METTL14 inhibits the proliferation, migration, and invasion of gastric cancer by regulating the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway J Clin Lab Anal. 2021 Mar;35(3):e23655.
 27. Shuang Yao, Fan Zheng, Yang Yu, Yuxia Zhan, Ning Xu, Guanghua Luo, Lu Zheng . Apolipoprotein M promotes cholesterol uptake and efflux from mouse macrophages FEBS Open Bio. 2021 Jun;11(6):1607-1620.
 28. Jianwei Cui, Chengping Li, Xiao Cui, Xueyan Liu, Chaoqun Meng, Guoli Zhou . Shortening of HO1 3'UTRs by Alternative Polyadenylation Suppresses Adipogenesis in 3T3-L1 J Agric Food Chem. 2021 Jul 21;69(28):8038-8049.
 29. Zhenwan Li, Jin Ma, Zhongsheng Kuang, Yong Jiang . β -Asarone Attenuates A β -Induced Neuronal Damage in PC12 Cells Overexpressing APPswe by Restoring Autophagic Flux Front Pharmacol. 2021 Jul 28;12:701635.
 30. Xuelu Chen, Shengfu Li, Dan Long, Juan Shan, Youping Li . Rapamycin facilitates differentiation of regulatory T cells via enhancement of oxidative phosphorylation Cell Immunol. 2021 Jul;365:104378.
 31. Rong Li, Sihao Hou, Ming Zou, Kunqi Ye, Li Xiang . miR-543 impairs cell proliferation, migration, and invasion in breast cancer by suppressing VCAN Biochem Biophys Res Commun. 2021 Sep 17;570:191-198.
 32. Jun-Hua Nie, Tao Yang, Hong Li, Hai-Shan Ye, Guo-Qing Zhong, Ting-Ting Li, Chi Zhang, Wen-Han Huang, Jin Xiao, Zhi Li, Jian-Li He, Bo-Le Du, Yu Zhang, Jia Liu . Identification of GPC3 mutation and upregulation in a multidrug resistant osteosarcoma and its spheroids as therapeutic target J Bone Oncol. 2021 Sep 20;30:100391.
 33. Jinqi Wang, Xuanhao Zeng, Yating Liu, Weiling Lian, Haozhen Lv, Kelu Wei, Qi Zhang, Jinhua Xu . Human embryonic stem cell-derived melanocytes exhibit limited immunogenicity Biochem Biophys Res Commun. 2021 Oct 8;573:151-157.
 34. Zhi-Yun Liu, Chun-Guang Zhao . miR-532-3p inhibits the progression of tongue squamous cell carcinoma by targeting podoplanin Chin Med J (Engl). 2021 Dec 8;134(24):2999-3008.
 35. Wenyun Li, Zhuo Sun, Min Wu, Zequn Deng, Mengman Zheng, Zhichao Kuang, Yuwei Liu, Gengsheng He . Deficiency of coiled-coil domain containing 80 increases plasma cholesterol by decreasing fecal sterols excretion in hypercholesterolemic mice J Nutr Biochem. 2021 Dec;98:108868.
 36. Chen Wang, Dongpeng Zheng, Fanglin Weng, Yongzeng Jin, Ling He . Sodium butyrate ameliorates the cognitive impairment of Alzheimer's disease by regulating the metabolism of astrocytes Psychopharmacology (Berl). 2022 Jan;239(1):215-227.
 37. Zheng Pang, Yan Xu, Qingjun Zhu . Early Growth Response 1 Suppresses Macrophage Phagocytosis by Inhibiting NRF2 Activation Through Upregulation of Autophagy During Pseudomonas aeruginosa Infection Front Cell Infect Microbiol. 2022 Jan 12;11:773665.
 38. Chen Zhao, Wenyuan Pu, Mengyuan Niu, Junaid Wazir, Shiyu Song, Lulu Wei, Li Li, Zhonglan Su, Hongwei Wang . Respiratory exposure to PM2.5 soluble extract induced chronic lung injury by disturbing the phagocytosis function of macrophage Environ Sci Pollut Res Int. 2022 Feb;29(10):13983-13997.
 39. Tiegang Li, Weiqi Wang, Wenqiang Gan, Silin Lv, Zifan Zeng, Yufang Hou, Zheng Yan, Rixin Zhang, Min Yang . Comprehensive bioinformatics analysis identifies LAPTM5 as a potential blood biomarker for hypertensive patients with left ventricular hypertrophy Aging (Albany NY). 2022 Feb 14;14(3):1508-1528.
 40. Ling Li, Tanggang Deng, Lin Zhang, Yanpeng Wang, Yangyang Zhou, Yan Liu, Hui Li, Jing Dai, Yuan Yang, Neng Ling, Huimin Liu, Jing Liu, Lanqin Cao, Min Xu, Mao Ye . ERK-mediated Cytoplasmic Retention of USP11 Contributes to Breast Cancer Cell Proliferation by Stabilizing Cytoplasmic p21 Int J Biol Sci. 2022 Mar 21;18(6):2568-2582.
 41. Hao Qi, Lulu Wang, Minghui Zhang, Zhe Wang, Xuejun Gao, Meng Li . Methionine and leucine induce ARID1A degradation to promote mTOR expression and milk synthesis in mammary epithelial cells J Nutr Biochem. 2022 Mar;101:108924.
 42. Qi Wu, Zhiyuan Zhang, Meiling Ji, Tao Yan, Yudong Jiang, Yijiao Chen, Jiang Chang, Jicheng Zhang, Dong Tang, Dexiang Zhu, Ye Wei . The Establishment and Experimental Verification of an lncRNA-Derived CD8+ T Cell Infiltration ceRNA Network in Colorectal Cancer Clin Med Insights Oncol. 2022 Apr 22;16:11795549221092218.
 43. Hai Zhu, Wen Jiang, Haixing Zhu, Jinwei Hu, Bingge Tang, Zhiqiang Zhou, Xinyang He . Elevation of ADAM12 facilitates tumor progression by enhancing metastasis and immune infiltration in gastric cancer Int J Oncol. 2022 May;60(5):51.
 44. Xi-Chen Wu, Zhi-Heng Zhu, Jun-Peng Zhang, Fu-Ming Shao, Jing-Qiu Peng, Yan Chen, Xue-Zong Wang, Wen-Yao Li, Yue-Long Cao, Wei Feng, Jian-Guang Xu, Dao-Fang Ding . Identification of thrombin as a key regulator of chondrocyte catabolic activity through RNA-Seq and experimental verification Gene. 2022 May 20;823:146327.
 45. Xue Wang, Chaofeng Yu, Xiaomei Liu, Jiasong Yang, Yuliang Feng, Yajun Wu, Yali Xu, Yihua Zhu, Wensheng Li . Fenofibrate Ameliorated Systemic and Retinal Inflammation and Modulated Gut Microbiota in High-Fat Diet-Induced Mice Front Cell Infect Microbiol. 2022 Jun 2;12:839592.
 46. Xunshan Ren, Bin Li, Changgeng Xu, Huangming Zhuang, Tianrun Lei, Fuze Jiang, Panghu Zhou . High expression of Piezo1 induces senescence in

chondrocytes through calcium ions accumulation Biochem Biophys Res Commun. 2022 Jun 4;607:138-145.

47. Fangting Liu, Zhehao Shi, Wenming Bao, Jiuyi Zheng, Kaiyu Chen, Zhihui Lin, Hao-Nan Song, Xin Luo, Qiantong Dong, Lei Jiang, Yi Wang, Gang Chen, Xiaolei Chen . ZIC2 promotes colorectal cancer growth and metastasis through the TGF- β signaling pathway Exp Cell Res. 2022 Jun 15;415(2):113118.
48. Wenxin Wang, Jie Geng, Xiaohan Wu, Jianguang Zhang, Chenna Zheng, Huachun Rao, Tianyu Li, Yong Diao, Huiyong Yang . Preparation of a miR-155-activating nucleic acid nanoflower to study the molecular mechanism of miR-155 in inflammation Mol Med. 2022 Jun 17;28(1):66.
49. Jiajun Chen, Jixin Qin, Jin Liu . Elucidation of the mechanism of miR-122-5p in mediating FOXO3 injury and apoptosis of mouse cochlear hair cells induced by hydrogen peroxide Exp Ther Med. 2022 Jun;23(6):435.
50. Lu-Yao Tong, Yong-Bing Deng, Wei-Hong Du, Wen-Zhu Zhou, Xin-Yu Liao, Xue Jiang . Clemastine Promotes Differentiation of Oligodendrocyte Progenitor Cells Through the Activation of ERK1/2 via Muscarinic Receptors After Spinal Cord Injury Front Pharmacol. 2022 Jul 5;13:914153.
51. Ya-Hui Xu, Yi-Fan Feng, Rong Zou, Fei Yuan, Yuan-Zhi Yuan . Silencing of YAP attenuates pericyte-myofibroblast transition and subretinal fibrosis in experimental model of choroidal neovascularization Cell Biol Int. 2022 Aug;46(8):1249-1263.
52. Lin Song, Jiaqi Cui, Shuyuan Hu, Rui Wang, Hongbao Li, Bo Sun . Maternal Treatment with Metformin Persistently Ameliorates High-Fat Diet-Induced Metabolic Symptoms and Modulates Gut Microbiota in Rat Offspring Nutrients. 2022 Sep 1;14(17):3612.
53. Haocun Kong, Luxi Yu, Caiming Li, Xiaofeng Ban, Zhengbiao Gu, Zhaofeng Li . Short-Clustered Maltodextrin Activates Ileal Glucose-Sensing and Induces Glucagon-like Peptide 1 Secretion to Ameliorate Glucose Homeostasis in Type 2 Diabetic Mice J Agric Food Chem. 2022 Oct 5;70(39):12604-12619.
54. Yuting Li, Ziqiong Yang, Xiangfen Li, Yang Yu, Xiaofeng Li, Peng Chen, Bing Li, Xiaoxiao Wang, Shou-Dong Ye . Prdm14 promotes mouse ESC self-renewal and PGCLC specification through enhancement of Stat3 activity iScience. 2022 Oct 6;25(11):105293.
55. Qi Hao, Lulu Wang, Minghui Zhang, Zhe Wang, Meng Li, Xuejun Gao . Taurine stimulates protein synthesis and proliferation of C2C12 myoblast cells through the PI3K-ARID4B-mTOR pathway Br J Nutr. 2022 Nov 28;128(10):1875-1886.
56. Meng-Di Lu, Hong Li, Jun-Hua Nie, Sheng Li, Hai-Shan Ye, Ting-Ting Li, Mo-Li Wu, Jia Liu . Dual Inhibition of BRAF-MAPK and STAT3 Signaling Pathways in Resveratrol-Suppressed Anaplastic Thyroid Cancer Cells with BRAF Mutations Int J Mol Sci. 2022 Nov 19;23(22):14385.
57. Yin Zhao, Shengyan Huang, Xirong Tan, Liufen Long, Qingmei He, Xiaoyu Liang, Jiewen Bai, Qingjie Li, Jiayi Lin, Yingqin Li, Na Liu, Jun Ma, Yupei Chen . N6 -Methyladenosine-Modified CBX1 Regulates Nasopharyngeal Carcinoma Progression Through Heterochromatin Formation and STAT1 Activation Adv Sci (Weinh). 2022 Dec;9(36):e2205091.

Version 2024.03.12