



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 辣根过氧化物酶标记山羊抗人IgG (H+L)

产品编号	产品名称	包装
A0201	辣根过氧化物酶标记山羊抗人IgG (H+L)	1ml

### 产品简介:

来源	用途	WB	ELISA	IHC
Goat	WB, ELISA, IHC	1:1000	1:250	1:50

WB, Western blot; IHC, Immunohistochemistry.

- 本辣根过氧化物酶标记山羊抗人IgG (H+L) (HRP-labeled Goat Anti-Human IgG (H+L))为进口分装，用于Western、ELISA和IHC等的二抗。HRP, 即horseradish peroxidase, 中文名为辣根过氧化物酶，可以在Western检测时催化ECL类试剂(如ECL、BeyoECL等)产生化学发光，可以在ELISA时催化TMB产生蓝色，也可以在IHC或Western blot检测时催化DAB产生棕色沉淀。
- 本辣根过氧化物酶标记山羊抗人IgG (H+L)用于WB、ELISA和IHC的推荐稀释比例参考上表，实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例。对于WB，推荐的稀释范围为1:500-2000。
- 本抗体为用纯化的人IgG免疫山羊，然后用亲和纯化柱对获得的抗血清进行纯化而获得的优质二抗。
- 本抗体如果用于常规的Western检测，以每次检测需10毫升1:1000稀释的二抗计，至少可以检测100次。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
A0201	辣根过氧化物酶标记山羊抗人IgG (H+L)	1ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C保存，一年有效。4°C保存，半年有效。

### 注意事项:

- 叠氮钠会抑制辣根过氧化物酶的活性，在含有辣根过氧化物酶的二抗中不可加入叠氮钠。
- 本产品仅限于专业人员的科学的研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

1. Western、ELISA或IHC请参考相关实验步骤进行。起始稀释浓度按照产品简介中推荐的稀释比例进行稀释。

### 使用本产品的文献:

1. Ping He, Banghui Liu, Xijie Gao, Qihong Yan, Rongjuan Pei, Jing Sun, Qiuluan Chen, Ruitian Hou, Zimu Li, Yanjun Zhang, Jincun Zhao, Hao Sun, Bo Feng, Qian Wang, Haisu Yi, Peiyu Hu, Pingchao Li, Yudi Zhang, Zhilong Chen, Xuefeng Niu, Xiaolin Zhong, Liang Jin, Xiaofeng Liu, Kun Qu, Katarzyna A Ciazynska, Andrew P Carter, John A G Briggs, Jizheng Chen, Jinsong Liu, Xinwen Chen, Jun He, Ling Chen, Xiaoli Xiong . SARS-CoV-2 Delta and Omicron variants evade population antibody response by mutations in a single spike epitope Nat Microbiol. 2022 Oct;7(10):1635-1649.
2. Yuan-Jing F, Nan-Shan H, Lian X. . Genistein synergizes with RNA interference inhibiting survivin for inducing DU-145 of prostate cancer cells to apoptosis. Cancer Lett. 2009 Nov 1;284(2):189-97.
3. Gong F, Cheng X, Wang S, Zhao Y, Gao Y, Cai H. . Heparin-immobilized polymers as non-inflammatory and non-thrombogenic coating materials for arsenic trioxide eluting stents. Acta Biomater. 2010 Feb;6(2):534-46.
4. Tianxing Ji, Ling Li, Wenrui Li, Xuehua Zheng, Xianmiao Ye, Hongliang Chen, Qiang Zhou, Hongyun Jia, Bo Chen, Zhen Lin, Haoyu Chen, Shiwen Huang, Donald Seto, Ling Chen, Liqiang Feng . Emergence and characterization of a putative novel human adenovirus recombinant HAdV-C104 causing pneumonia in Southern China Virus Evol. 2021 Mar 2;7(1):veab018.
5. Zeng J, Wang Q, Lin J, Deng K, Zhao X, Tang D, Liu X. . Arabidopsis cryptochrome-1 restrains lateral roots growth by inhibiting auxin transport. J Plant Physiol. 2010;167(8):670-3.
6. Hongliang C, Zhou Z, Zhan H, Yanhua Z, Zhongyu L, Yingbiao L, Guozhi D, Yimou W. . Serodiagnosis of Chlamydia pneumoniae infection using three inclusion membrane proteins. J Clin Lab Anal. 2010;24(1):55-61.
7. Wang YX, Xu XY, Su WL, Wang Q, Zhu WX, Chen F, Jin G, Liu YJ, Li YD, Sun YP, Gao WC, Ruan CP. . Activation and Clinical Significance of p38 MAPK Signaling Pathway in Patients With Severe Trauma. J Surg Res. 2010 Jun 1;161(1):119-25.
8. Wang X, Zhang A, Liu Y, Chen S, Feng Z, Shang W, Maziarz M, Radtke J, Hampe CS. . Anti-idiotypic antibody specific to GAD65 autoantibody prevents

- type 1 diabetes in the NOD mouse. PLoS One. 2012;7(2):e32515.
- 9. Zeng Y, Liu L, He J, Liu Y, Zhu C, You X, Wu Y. . Screening and identification of the mimic epitope of the adhesion protein of Mycoplasmagenitalium. Can J Microbiol. 2012 Jul;58(7):898-908.
  - 10. Zhang L, Cao Y, Liu M, Chen X, Xiang Q, Tian J . Functional recombinant single-chain variable fragment antibody against Agkistrodon acutus venom. Exp Ther Med. 2019 May 17(5):3768-3774.
  - 11. Sun J, Feng Y, Wang Y, Ji Q, Cai G, Shi L, Wang Y, Huang Y, Zhang J, Li Q .  $\alpha$ -hederin induces autophagic cell death in colorectal cancer cells through reactive oxygen species dependent AMPK/mTOR signaling pathway activation. Int J Oncol. 2019 May 54(5):1601-1612.
  - 12. Dong T, Li H, Wang S, Chen W . Efficacy evaluation of serum galectin-3 in hypertension complicated with diastolic dysfunction. Exp Ther Med. 2020 Jan 19(1):147-152.
  - 13. Tianwei Dong, Hongbin Li, Shuang Wang, Weida Chen . Efficacy evaluation of serum galectin-3 in hypertension complicated with diastolic dysfunction Exp Ther Med. 2020 Jan;19(1):147-152.
  - 14. Hong-Hua Song, Tian-Cheng Song, Ting Yang, Chun-Shuai Sun, Bing-Qiang He, Hui Li, Ying-Jie Wang, Yu Li, Hao Wu, Yu-Ming Hu, Yong-Jun Wang . High mobility group box 1 mediates inflammatory response of astrocytes via cyclooxygenase 2/prostaglandin E2 signaling following spinal cord injury Neural Regen Res. 2021 Sep;16(9):1848-1855.
  - 15. Wei Wei, Xiaoguang Wei, Minyu Zhang, Cheng Peng . RETRACTED ARTICLE: Ultrasound microbubble-mediated miR-150-5p inhibits gastric cancer cell growth by targeting the expression of NR2F2 J Recept Signal Transduct Res. 2021 Dec;41(6):II. doi: 10.1080/10799893.2021.1884260.
  - 16. Jiajun Chen, Jixin Qin, Jin Liu . Elucidation of the mechanism of miR-122-5p in mediating FOXO3 injury and apoptosis of mouse cochlear hair cells induced by hydrogen peroxide Exp Ther Med. 2022 Jun;23(6):435.

Version 2024.03.12