



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

蛋白去除试剂M

产品编号	产品名称	包装
S0054	蛋白去除试剂M	5g

产品简介:

- 蛋白去除试剂M是用于碧云天生产的GSH和GSSG检测试剂盒(S0053)的专用试剂。GSH和GSSG检测试剂盒中已经提供了适量的蛋白去除试剂M,但在某些特定情况下,有些用户希望使用较大量的蛋白去除试剂M,可以购买本试剂用于GSH和GSSG检测试剂盒的相关检测。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
S0054	蛋白去除试剂M	5g
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存,一年有效。蛋白去除试剂M配制成溶液后仅限当天使用。

注意事项:

- 蛋白去除试剂M溶液必须新鲜配制并限当日使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

请参考碧云天生产的GSH和GSSG检测试剂盒(S0053)的说明书使用蛋白去除试剂M。

使用本产品的文献:

1. Liu L, Wang Q, Zhao B, Wu Q, Wang P . Exogenous nicotinamide adenine dinucleotide administration alleviates ischemia/reperfusion-induced oxidative injury in isolated rat hearts via Sirt5-SDH-succinate pathway. Eur J Pharmacol. 2019 Sep 5 858:172520. (IF 3.263)