





碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301 订货 e-mail: order@beyotime.com 技术咨询: info@beyotime.com 网址: http://www.beyotime.com

Lysozyme/溶菌酶(>20KU/mg)

产品编号	产品名称	包装
ST206	Lysozyme/溶菌酶(>20KU/mg)	0.5g

产品简介:

- ▶ Lysozyme,中文名为溶菌酶。>20KU/mg, ultra pure,纯化自蛋清(egg white),进口分装。
- ▶ 不含DNase、RNase和Protease,可以用于以质粒抽提、蛋白纯化等为目的的细菌裂解。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST206	Lysozyme/溶菌酶(>20KU/mg)	0.5g
_	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存。

注意事项:

- ▶ 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- ▶ 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用本产品的文献:

1. Cai C, Chen C, Chen G, Wang F, Guo L, Yin L, Feng D, Yang L. Type I collagen and polyvinyl alcohol blend fiber scaffold for anterior cruciate ligament reconstruction. Biomed Mater. 2013 Jun;8(3):035001.

Version 2016.12.08