



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## NADH

产品编号	产品名称	包装
ST358	NADH	100mg

### 产品简介:

- 本NADH为常见的 $\beta$ -NADH, 全称为 $\beta$ -Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt, trihydrate, 也称 Coenzyme I reduced disodium salt, 中文名为还原型辅酶I二钠盐。分子式为 $C_{21}H_{27}N_7Na_2O_{14}P_2 \cdot 3H_2O$ , 分子量为763.40, CAS Number 606-68-8, 纯度>92%。进口分装。
- 本产品为接近白色至微黄色粉末。
- 溶于水, 在10mM NaOH溶液中溶解度可以达到100mg/ml。配制的溶液宜立即使用。
- NADH水溶液在340nm有吸收。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST358	NADH	100mg
—	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C避光保存。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。