



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

TBS (20X)

产品编号	产品名称	包装
ST663-500ml	TBS (20X)	500ml

产品简介:

- TBS (20X)即为Tris Buffered Saline (20X)。TBS (Tris Buffered Saline), 中文名为Tris缓冲盐溶液、Tris盐缓冲液、TBS缓冲液, 是生物学中常用的缓冲液, 广泛用于Western、免疫荧光、免疫组化、免疫沉淀、免疫共沉淀、ELISA等实验中洗涤缓冲液或封闭液等的配制。TBS由Tris-HCl构成稳定的pH缓冲体系, 由NaCl提供等渗条件。
- TBS (20X)中含400mM Tris、2.74M NaCl, pH7.6±0.1 (25°C)。
- TBS (20X)是20倍浓缩液, 使用时须用蒸馏水或去离子水溶解配制成1X后使用。例如配制1L TBS (1X), 取50ml TBS (20X)加入950ml去离子水混匀即可。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST663-500ml	TBS (20X)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 一年有效。

注意事项:

- 在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 可以在水浴温育至沉淀全部溶解后再使用。
- 本TBS溶液为20X浓缩液, 使用时用蒸馏水或去离子水稀释至1X, 并在1-2周内使用完毕。1X TBS溶液的pH约为7.6±0.1 (25°C)。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST447-1L	PBS (1X, premixed powder)	1L
ST447-5L	PBS (1X, premixed powder)	5×1L
ST448-1L	PBS (10X, premixed powder)	1L
C0221A	PBS	500ml
ST476	PBS (10X)	500ml
C0221D	D-PBS	500ml
C0221G	D-PBS (with Ca ²⁺ & Mg ²⁺)	500ml
ST661-500ml	TBS (10X)	500ml
ST663-500ml	TBS (20X)	500ml
ST665-1L	TBS (1X, premixed powder)	1L
ST665-5L	TBS (1X, premixed powder)	5×1L
ST667-1L	TBS (10X, premixed powder)	1L
ST671-500ml	TBSTw (TBS with Tween-20)	500ml
ST673-100ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	100ml
ST673-500ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	500ml
ST675-500ml	TBSTx (TBS with Triton X-100)	500ml
ST677-100ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	100ml
ST677-500ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	500ml
ST828-100ml	Tween-20 Solution (10%, Sterile)	100ml
ST828-500ml	Tween-20 Solution (10%, Sterile)	500ml

ST797-100ml	Triton X-100 Solution (10%, Sterile)	100ml
ST797-500ml	Triton X-100 Solution (10%, Sterile)	500ml

Version 2021.10.19