

四氨合铜硫酸盐N水($\geq 95\%$)

产品编号	产品名称	包装
Y001323-200mg	四氨合铜硫酸盐N水($\geq 95\%$)	200mg
Y001323-1g	四氨合铜硫酸盐N水($\geq 95\%$)	1g
Y001323-5g	四氨合铜硫酸盐N水($\geq 95\%$)	5g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
14283-05-7	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$	227.78 (anhydrous)	$\geq 95\%$

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	四氨合铜硫酸盐N水
Name (English)	TETRAAMMINECOPPER (II) SULFATE HYDRATE
Specifications	$\geq 95\%$
Chemical Formula	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y001323-200mg	四氨合铜硫酸盐N水($\geq 95\%$)	200mg
Y001323-1g	四氨合铜硫酸盐N水($\geq 95\%$)	1g
Y001323-5g	四氨合铜硫酸盐N水($\geq 95\%$)	5g
-	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。