



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

无水二氯化锡(98%)

产品编号	产品名称	包装
Y001509-100g	无水二氯化锡(98%)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
7772-99-8	SnCl ₂	189.62	98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	无水二氯化锡
Name (English)	Tin (II) chloride anhydrous
Specifications	98%
Chemical Formula	SnCl ₂

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT, 氮气保存
Appearance	白色结晶

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y001509-100g	无水二氯化锡(98%)	100g
—	说明书	1份

保存条件:

室温氮气保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。