



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

3,3-二甲基丙烯酸(HPLC $\geq$ 98%)

产品编号	产品名称	包装
Y222785-200mg	3,3-二甲基丙烯酸(HPLC $\geq$ 98%)	200mg
Y222785-1g	3,3-二甲基丙烯酸(HPLC $\geq$ 98%)	1g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
541-47-9	C ₅ H ₈ O ₂	100.12	HPLC $\geq$ 98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	3,3-二甲基丙烯酸
Name (English)	3,3-Dimethylacrylic Acid
Specifications	HPLC $\geq$ 98%
Chemical Formula	C ₅ H ₈ O ₂

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	白色结晶

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y222785-200mg	3,3-二甲基丙烯酸(HPLC $\geq$ 98%)	200mg
Y222785-1g	3,3-二甲基丙烯酸(HPLC $\geq$ 98%)	1g
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。