



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线: 400-1683301或800-8283301

订货e-mail: order@beyotime.com

技术咨询: info@beyotime.com

网址: http://www.beyotime.com

N-乙基马来酰亚胺(超纯级, $\geq 99\%$)

产品编号	产品名称	包装
Y246958-1g	N-乙基马来酰亚胺(超纯级, $\geq 99\%$)	1g
Y246958-5g	N-乙基马来酰亚胺(超纯级, $\geq 99\%$)	5g
Y246958-20g	N-乙基马来酰亚胺(超纯级, $\geq 99\%$)	20g
Y246958-100g	N-乙基马来酰亚胺(超纯级, $\geq 99\%$)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
128-53-0	$C_6H_7NO_2$	125.13	超纯级, $\geq 99\%$

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	N-乙基马来酰亚胺
Name (English)	N-Ethylmaleimide
Specifications	超纯级, $\geq 99\%$
Chemical Formula	$C_6H_7NO_2$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y246958-1g	N-乙基马来酰亚胺(超纯级, $\geq 99\%$)	1g
Y246958-5g	N-乙基马来酰亚胺(超纯级, $\geq 99\%$)	5g
Y246958-20g	N-乙基马来酰亚胺(超纯级, $\geq 99\%$)	20g
Y246958-100g	N-乙基马来酰亚胺(超纯级, $\geq 99\%$)	100g
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。