



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

乙酰丁香酮(BR, 98%)

产品编号	产品名称	包装
Y257256-1g	乙酰丁香酮(BR, 98%)	1g
Y257256-5g	乙酰丁香酮(BR, 98%)	5g
Y257256-25g	乙酰丁香酮(BR, 98%)	25g
Y257256-100g	乙酰丁香酮(BR, 98%)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
2478-38-8	$C_{10}H_{12}O_4$	196.20	BR, 98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	乙酰丁香酮
Name (English)	Acetosyringone
Specifications	BR, 98%
Chemical Formula	$C_{10}H_{12}O_4$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	White to off-white (Solid)

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y257256-1g	乙酰丁香酮(BR, 98%)	1g
Y257256-5g	乙酰丁香酮(BR, 98%)	5g
Y257256-25g	乙酰丁香酮(BR, 98%)	25g
Y257256-100g	乙酰丁香酮(BR, 98%)	100g
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。