



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

氢化可的松(BR, 98%)

产品编号	产品名称	包装
Y264070-5g	氢化可的松(BR, 98%)	5g
Y264070-20g	氢化可的松(BR, 98%)	20g
Y264070-100g	氢化可的松(BR, 98%)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
50-23-7	$C_{21}H_{30}O_5$	362.46	BR, 98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	氢化可的松
Name (English)	Cortisol
Specifications	BR, 98%
Chemical Formula	$C_{21}H_{30}O_5$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	-20°C
Appearance	白色结晶粉末

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y264070-5g	氢化可的松(BR, 98%)	5g
Y264070-20g	氢化可的松(BR, 98%)	20g
Y264070-100g	氢化可的松(BR, 98%)	100g
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。