



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

香豆素(高纯, 98%)

产品编号	产品名称	包装
Y272335-500g	香豆素(高纯, 98%)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
91-64-5	$C_9H_6O_2$	146.14	高纯, 98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	香豆素
Name (English)	Coumarin
Specifications	高纯, 98%
Chemical Formula	$C_9H_6O_2$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	无色斜方或长方晶体

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y272335-500g	香豆素(高纯, 98%)	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。