



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

人IgG

产品编号	产品名称	包装
A7001	人IgG	250 μ g

产品简介:

- 本人IgG (Human IgG)为正常的人IgG (Normal Human IgG), 是一种未经任何标记的非特异性IgG (non-specific IgG)。通常用作免疫沉淀(Immunoprecipitation, IP)、免疫共沉淀(Co-IP)、染色质免疫沉淀(Chromatin immunoprecipitation, ChIP)、免疫组化、免疫荧光、免疫印迹、super shift等抗体相关实验时人来源特定抗体的对照IgG (Control IgG)。
- 本人IgG从正常人血清中通过Protein A agarose亲和层析及其它柱层析等分离纯化获得。
- 本人IgG作为对照IgG时, 可以排除IgG本身和特定目的蛋白或其他特定生物分子的非特异性结合。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
A7001	人IgG (1mg/ml)	250 μ g
—	说明书	1份

保存条件:

-20 $^{\circ}$ C保存, 一年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 作为对照IgG使用时, 用量和其它IgG的用量应该相同。对照IgG用量过多可能会导致背景过高。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
A7001	人IgG	250 μ g
A7007	山羊IgG	250 μ g
A7016	兔IgG	250 μ g
A7028	小鼠IgG	250 μ g
A7031	大鼠IgG	250 μ g
A7039	驴IgG	250 μ g

使用本产品的文献:

1. Xuefeng Gu, Guoqing Wan, Yue Yang, Yihao Liu, Xintong Yang, Yanjun Zheng, Liying Jiang, Peng Zhang, Dingsheng Liu, Weiming Zhao, Gang Huang, Changlian Lu . SLFN5 influences proliferation and apoptosis by upregulating PTEN transcription via ZEB1 and inhibits the purine metabolic pathway in breast cancer Am J Cancer Res. 2020 Sep 1;10(9):2832-2850.
2. Xin Zhang, Xiuting Liu, Wei Zhou, Qianming Du, Mengdi Yang, Yang Ding, Rong Hu . Blockade of IDO-Kynurenine-AhR Axis Ameliorated Colitis-Associated Colon Cancer via Inhibiting Immune Tolerance Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2021;12(4):1179-1199.