



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## Stat-1 $\alpha/\beta$ Rabbit Polyclonal Antibody

| 产品编号   | 产品名称                                             | 包装         |
|--------|--------------------------------------------------|------------|
| AF0288 | Stat-1 $\alpha/\beta$ Rabbit Polyclonal Antibody | 50 $\mu$ l |

### 产品简介:

| 来源     | 用途                   | 交叉反应性 | 分子量   |
|--------|----------------------|-------|-------|
| Rabbit | WB, FC, IHC, ICC, IF | H, M  | 87KDa |

WB, Western blot; IP, Immunoprecipitation; IF, Immunofluorescence; IHC, Immunohistochemistry; ICC, Immunocytochemistry; FC, Flow Cytometry; ELISA, Enzyme-linked Immunosorbent Assay; ChIP, Chromatin Immunoprecipitation Assay.

H, Human; M, Mouse; R, Rat; C, Chicken; Cw, Cow; Dg, Dog; Gp, Guinea pig; Hm, Hamster; Hr, Horse; Mk, Monkey; Pg, Pig; Rb, Rabbit; S, Sheep; Z, Zebrafish; All, all species expected.

- 配套提供了Western一抗稀释液, 可以用于Western检测或其它适当用途时的一抗稀释。
- 建议抗体使用时的稀释比例如下(实际使用时需根据抗原水平的高低作适当调整):

| WB     | IP | IF    | IHC   | ICC   | FC          | ELISA | ChIP |
|--------|----|-------|-------|-------|-------------|-------|------|
| 1:1000 | -  | 1:200 | 1:200 | 1:200 | 1:100-1:200 | -     | -    |

### ➤ 抗体详细信息如下:

| About this Antibody |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                | Stat-1 $\alpha/\beta$ Rabbit Polyclonal Antibody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Category            | Polyclonal antibody(pAb); Primary antibody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Isotype             | IgG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Purification        | Peptide affinity purified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| About the Immunogen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Immunogen           | This antibody is produced by immunizing rabbits with a synthetic peptide (KLH-coupled) corresponding to Stat-1 $\alpha/\beta$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gene ID             | 6772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SwissProt           | P42224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Synonyms            | CANDF7; ISGF-3; STAT91; Stat-1 alpha/beta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Category            | Immunology and Inflammation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Background          | STAT1 is a member of the Signal Transducers and Activators of Transcription family of transcription factors. STAT1 is involved in upregulating genes due to a signal by either type I, type II, or type III interferons. In response to IFN- $\gamma$ stimulation, STAT1 forms homodimers or heterodimers with STAT3 that bind to the GAS (Interferon-Gamma-Activated Sequence) promoter element; in response to either IFN- $\alpha$ or IFN- $\beta$ stimulation, STAT1 forms a heterodimer with STAT2 that can bind the ISRE (Interferon-Stimulated Response Element) promoter element. The phosphorylated STATs dimerize and associate with ISGF3G/IRF-9 to form a complex termed ISGF3 transcription factor that enters the nucleus. ISGF3 binds to the IFN stimulated response element (ISRE) to activate the transcription of IFN-stimulated genes (ISG), which drive the cell in an antiviral state. In response to type II IFN (IFN-gamma), STAT1 is tyrosine- and serine-phosphorylated. |

### 包装清单:

| 产品编号   | 产品名称                                             | 包装         |
|--------|--------------------------------------------------|------------|
| AF0288 | Stat-1 $\alpha/\beta$ Rabbit Polyclonal Antibody | 50 $\mu$ l |
| AZ050  | Western一抗稀释液                                     | 50ml       |
| —      | 说明书                                              | 1份         |

## 保存条件：

Stat-1  $\alpha/\beta$  Rabbit Polyclonal Antibody -20°C保存，Western一抗稀释液-20°C或4°C保存，一年有效。Western一抗稀释液优先推荐4°C保存，长期不使用可以考虑-20°C保存，但冻融可能会导致出现轻微的浑浊和少量不溶物。

## 注意事项：

- 如果本抗体用于Western blot (WB)、免疫荧光(IF)、免疫细胞化学(ICC)等实验，请注意回收使用过的稀释抗体。回收的抗体通常至少可以重复使用5-10次。稀释后的抗体，包括已经使用过的稀释抗体，请4°C保存。
- 回收后重复使用的抗体，使用方法同新鲜稀释的抗体。如果在重复使用过程中发现抗体出现轻微混浊现象，可以10,000g离心1-3分钟，取上清用于后续检测。如果回收的抗体出现明显的絮状物或长霉长菌等情况，则可以考虑废弃该抗体。
- 提供的Western一抗稀释液也可以用于免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)、免疫细胞化学(ICC)等适当用途。如果希望获得最佳的检测效果，请考虑使用上述检测专用的一抗稀释液。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 使用说明：

请根据抗体的实际用途选择相应的使用方法。

### 1. Western检测：

- 按照推荐的稀释比例用碧云天提供的Western一抗稀释液稀释抗体。
- 把经过封闭的蛋白膜与稀释好的一抗4°C缓慢摇动过夜或室温缓慢摇动2小时，确保稀释的抗体至少能在摇动的瞬间覆盖蛋白膜。
- 回收稀释的一抗，4°C保存以备下次继续使用。
- 按照Western的实验步骤进行后续的洗涤、二抗孵育、洗涤和检测等操作。具体操作可以参考如下网页：  
<http://www.beyotime.com/support/western.htm>

### 2. 免疫染色：

可以使用碧云天生产的免疫染色一抗稀释液(P0103)稀释抗体，使用后注意回收稀释好的一抗，具体操作可以参考如下网页：  
<http://www.beyotime.com/support/immunol-staining.htm>

### 3. 其它实验操作请自行参考适当的protocol进行。

### 4. 代表性图片：




Fig. 1. Western blot analysis of Stat-1 $\alpha/\beta$  on different cell lysates using anti-Stat-1 $\alpha/\beta$  antibody at 1/500 dilution. Positive control: Lane 1: Hela Lane 2: NIH/3T3 Lane 3: MCF-7




Fig. 2. Immunocytochemistry staining Stat-1 $\alpha/\beta$  in HepG2 cells (green). Cells were fixed in paraformaldehyde, permeabilised with 0.25% Triton X-100/PBS.




Fig. 3. Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse kidney tissue using anti-Stat-1 $\alpha/\beta$  antibody. Counter stained with hematoxylin.




Fig. 4. Flow cytometric analysis of HeLa cells with Stat-1 $\alpha/\beta$  antibody at 1/100 dilution (blue) compared with an unlabelled control (cells without incubation with primary antibody; red). Goat anti rabbit IgG (FITC) was

used as the secondary antibody.

相关产品：

| 产品编号    | 产品名称                           | 包装       |
|---------|--------------------------------|----------|
| P0006   | Bradford蛋白浓度测定试剂盒              | 1000次    |
| P0010   | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)              | 500次     |
| P0012   | BCA蛋白浓度测定试剂盒                   | 500次     |
| P0012A  | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒                | 1盒       |
| P0012AC | SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒              | 1盒       |
| P0013   | Western及IP细胞裂解液                | 100ml    |
| P0013B  | RIPA裂解液(强)                     | 100ml    |
| P0014B  | SDS-PAGE电泳液                    | 10×1L    |
| P0015   | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)            | 2ml      |
| P0018   | BeyoECL Plus(超敏ECL化学发光试剂盒)     | 共100ml   |
| P0018A  | BeyoECL Star(特超敏ECL化学发光试剂盒)    | 共100ml   |
| P0020   | 显影定影试剂盒                        | 各1升      |
| P0021B  | Western转膜液                     | 10×1L    |
| P0023A  | Western一抗稀释液                   | 100ml    |
| P0023B  | Western封闭液                     | 100ml    |
| P0023C6 | Western洗涤液(10X)                | 10×100ml |
| P0023D  | Western二抗稀释液                   | 100ml    |
| P0025   | Western一抗二抗去除液                 | 250ml    |
| P0252   | QuickBlock™ Western封闭液         | 100ml    |
| P0256   | QuickBlock™ Western一抗稀释液       | 100ml    |
| P0258   | QuickBlock™ Western二抗稀释液       | 100ml    |
| P0066   | 预染蛋白质分子量标准                     | 200μl    |
| P0068   | 彩色预染蛋白质分子量标准                   | 200μl    |
| P0071   | BeyoColor™彩色预染蛋白质分子量标准         | 200μl    |
| P0098   | 免疫染色固定液                        | 100ml    |
| P0102   | 免疫染色封闭液                        | 100ml    |
| P0103   | 免疫染色一抗稀释液                      | 100ml    |
| P0106L  | 免疫染色洗涤液(10X)                   | 10×100ml |
| P0108   | 免疫荧光染色二抗稀释液                    | 100ml    |
| P0110   | 免疫染色(非荧光)二抗稀释液                 | 100ml    |
| P0260   | QuickBlock™免疫染色封闭液             | 100ml    |
| P0262   | QuickBlock™免疫染色一抗稀释液           | 100ml    |
| P0265   | QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液         | 100ml    |
| P0267   | QuickBlock™免疫组化染色二抗稀释液         | 100ml    |
| P0126   | 抗荧光淬灭封片液                       | 5ml      |
| FFP24   | PVDF膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.2μm)  | 20张/包装   |
| FFP32   | PVDF膜(进口原装, 6.6×8.5cm, 0.45μm) | 20张/包装   |
| FFP51   | 转印滤纸(7.5×10cm)                 | 100片/包装  |
| FF057   | X-OMAT BT胶片(原柯达, 5×7英寸)        | 100张/盒   |
| FFC58   | 压片暗盒(5×7英寸)                    | 1个       |

使用本产品的文献：

1. Yuming Chen, Shuangqi Fan, Mengpo Zhao, Keke Wu, Erpeng Zhu, Shengming Ma, Wencheng He, Shaofeng Deng, Hailuan Xu, Jingyuan Zhang, Hongxing Ding, Lin Yi, Mingqiu Zhao, Jinding Chen . MG132 Attenuates the Replication of Classical Swine Fever Virus in vitro Front Microbiol. 2020 Jun 3;11:852.