



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-168-3301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

100孔液氮罐专用冻存盒

产品编号	产品名称	包装
FBX082	100孔液氮罐专用冻存盒	1个/包

产品简介:

- 碧云天的100孔液氮罐专用冻存盒(100-well Cryobox for Liquid Nitrogen Tank)是一种用于存放在液氮罐或超低温冰箱的冻存盒, 主要用于细胞、组织和微生物样品等的冻存。
- **本产品耐受温度范围广:** 本产品由进口高强度聚碳酸酯(Polycarbonate, 简称PC)材料制成, 可耐受温度范围为-196°C~+121°C, 不仅适用于液氮罐或超低温冰箱的低温保存, 也可以用于高温高压灭菌。同时, 本产品的材质决定了可以反复冻融并在超低温下长时间保存, 并耐受醇类等比较温和的有机溶剂。
- **本产品使用方便:** 盒盖和盒体上均带有清晰的编号, 方便记录存储位置; 盒体和盒盖一角的切角设计, 确保盒盖的唯一定位和样本定位的准确性; 盒体和盒盖独特的圆孔和条状缝隙设计, 使冻存样本时液氮能迅速进入盒内并快速制冷, 同时取出冻存盒时盒内的液氮能快速排出。
- **本产品适用范围广:** 按照国际标准尺寸设计的2英寸(高度)冻存盒, 长×宽×高为133×133×53mm, 适用于绝大多数液氮罐或超低温冰箱的冻存架。
- 本产品美观结实, 使用寿命长。
- 本冻存盒可放置100管冻存管(10×10排列), 适用于0.5-2ml的细胞冻存管、内旋标准大小的冻存管。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
FBX082	100孔液氮罐专用冻存盒	1个/包
—	说明书	1份

注意事项:

- 本产品适用于内旋(internal thread)标准大小的0.5-2ml冻存管, 不推荐使用外旋(external thread)冻存管。使用标准外旋冻存管会出现过于拥挤并且不能所有孔全部放满的情况。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
C0210	细胞冻存液	50ml
C0201	胰酶细胞消化液	100ml
C0203	胰酶细胞消化液(含酚红)	100ml
C0205	胰酶细胞消化液(不含EDTA)	100ml
C0207	胰酶细胞消化液(含酚红, 不含EDTA)	100ml
FBX081	81孔液氮罐专用冻存盒	1个/包
FBX082	100孔液氮罐专用冻存盒	1个/包
FCFC012	BeyoCool™细胞冻存盒	1个