

BeyoGold™热封铝箔封板膜

产品编号	产品名称	包装
FSF062-100pcs	BeyoGold™热封铝箔封板膜	100片/包装

产品简介:

BeyoGold™热封铝箔封板膜(BeyoGold™ Heat Sealing Aluminum Film)是碧云天的金牌高品质耗材系列产品。本产品采用高纯度非渗透软铝质膜,主要用于多孔板的避光密封,阻隔性能比塑料薄膜更好,可有效阻止氧气、水分、细菌等物质的渗透。铝箔封板膜又称铝箔密封薄膜、PCR膜、密封箔、铝密封、薄膜、铝箔封口膜、Aluminum Protection Film等。本系列产品尺寸示意图请参考图1。




图1. BeyoGold™热封铝箔封板膜(FSF062)尺寸示意图。

本系列产品的主要特点如下:

1. 本产品密封性好,样品蒸发率极低。
2. 本产品封板或从板上揭下来时不易卷曲,不残留,操作便捷。
3. 本产品使用的基材是光面铝箔(Aluminum foil),胶层材质为PP热封层,适用于所有热封仪,经热封仪160-180°C加热2-5秒即可封板(根据热封仪自行进行调整)。本产品尺寸约为125mm×80mm,直角,铝箔厚度约为120μm。
4. 本产品为热封铝箔封板膜,无初粘性,热封后具有超强粘性和密封性,可降低孔间污染和样品蒸发。可穿刺,适用于单道、多通道移液器和机械探针穿刺后直接吸取样品。
5. 本产品耐温性能好,耐受温度范围为-80°C~+80°C。
6. 本产品在各种溶剂中的可萃取物含量低,对各种基材都有很好的附着力。
7. 本产品推荐用于普通的封板用途,例如普通PCR、ELISA以及各种显色实验。

保存条件:

室温保存,三年有效。

注意事项:

- 本产品为一次性使用耗材,请勿重复使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
FASA011-1pc	BeyoGold™封板膜刮板	1个/袋
FSF002	荧光定量PCR用封板膜(ABI分装)	20片/包装
FSF007	封板膜(透明, Axygen分装)	100片/包装
FSF008	封板膜(透明, Axygen原装)	500片/包装
FSF017	封板膜(透明, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100片/包装
FSF021	封板膜(白色, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100片/包装
FSF025	封板膜(黑色, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100片/包装

FSF030-100pcs	BeyoGold™封板膜(透明, 自粘型, PP)	100片/包装
FSF033-100pcs	BeyoGold™微透气封板膜(自粘型, 人造丝, 无菌)	100片/包装
FSF035-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	20片/包装
FSF035-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	100片/包装
FSF039-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	20片/包装
FSF039-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	100片/包装
FSF051-100pcs	BeyoGold™自粘铝箔封板膜	100片/包装
FSF062-100pcs	BeyoGold™热封铝箔封板膜	100片/包装

Version 2025.03.24