



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
 订货 e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

TE (Tris-EDTA Buffer, DNase/RNase free)

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|---|-------|
| R0225-100ml | TE (Tris-EDTA Buffer, DNase/RNase free) | 100ml |
| R0225-500ml | TE (Tris-EDTA Buffer, DNase/RNase free) | 500ml |

产品简介:

- 碧云天生产的TE (Tris-EDTA Buffer, DNase/RNase free), 即不含DNase和RNase的Tris-EDTA缓冲液(10mM Tris, 1mM EDTA, pH为8.0±0.1), 是一种非常常用的用于溶解、稀释或处理涉及DNA或RNA样品的溶液。
- 本产品可以和Biotin Northern Blot Kit (R0219)以及Biotin Northern Blot Kit (for Small RNA) (R0220)配合使用。
- 本产品经DEPC (Diethyl pyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯)处理并高温高压灭菌处理, 确保无DNase、RNase和Protease, 即无DNA酶、RNA酶和蛋白酶。

包装清单:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|---|-------|
| R0225-100ml | TE (Tris-EDTA Buffer, DNase/RNase free) | 100ml |
| R0225-500ml | TE (Tris-EDTA Buffer, DNase/RNase free) | 500ml |
| — | 说明书 | 1份 |

保存条件:

室温或4°C保存, 一年有效。

注意事项:

- 环境中存在较多的RNase, 使用过程中容易出现RNase污染而影响本产品的后续使用。操作过程中须严格注意避免RNase污染。宜戴口罩吸取本产品, 并尽量减少本产品暴露于空气中的时间, 取用后宜立即盖上盖子。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|--|---------------------|
| D3106 | 生物素3'末端DNA标记试剂盒 | 20次 |
| D3118 | 生物素随机引物DNA标记试剂盒 | 10次 |
| R0206-100µl | Small RNA Ladder (10-50nt, 9 bands) | 100µl |
| R0211 | DNA/RNA Native Loading Buffer (10X) | 2/10ml |
| R0212 | DNA/RNA Loading Buffer (2X, for Denaturing PAGE) | 2/10ml |
| R0215-1ml | 2X RNA Loading Buffer | 1ml |
| R0216 | DNA/RNA Denaturing Loading Buffer (2X) | 2/10ml |
| R0219 | Biotin Northern Blot Kit | 1000cm ² |
| R0220 | Biotin Northern Blot Kit (for Small RNA) | 1000cm ² |
| R0221-500ml | MOPS Gel Running Buffer (10X, DNase/RNase free) | 500ml |
| R0223-500ml | TBE (5X, DNase/RNase free) | 500ml |
| R0225 | TE (Tris-EDTA Buffer, DNase/RNase free) | 100/500ml |
| R0227-500ml | SSC (20X, DNase/RNase free) | 500ml |
| R0229-500ml | BeyoHyb™ Quick Hybridization Solution | 500ml |
| R0251-500ml | Low Stringency Wash Solution (DNase/RNase free) | 500ml |
| R0253-500ml | High Stringency Wash Solution (DNase/RNase free) | 500ml |
| R0262-250ml | Northern Blot Stripping Solution (Mild) | 250ml |
| R0266-250ml | Northern Blot Stripping Solution (Moderate) | 250ml |
| R0268-250ml | Northern Blot Stripping Solution (Harsh) | 250ml |

| | | |
|--------|---|---------------------|
| A0303 | 辣根过氧化物酶标记Streptavidin | 0.2ml |
| P0018F | BeyoECL Moon (极超敏ECL化学发光试剂盒) | 100/500ml |
| FFN10 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 7.5×8.25cm, 0.45μm) | 20张 |
| FFN11 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 7.5×8.25cm, 0.45μm) | 100张 |
| FFN13 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 15×16.5cm, 0.45μm) | 5张 |
| FFN15 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 30cm×3.3m/卷, 0.45μm) | 1卷 |
| D3308 | 化学发光法生物素标记核酸检测试剂盒 | 1000cm ² |
| D3308B | 封闭液(D3308专用) | 380ml |
| D3308W | 洗涤液(5X, D3308专用) | 250ml |
| FFP51 | 转印滤纸(7.5×10cm) | 100张/包装 |
| FFP56 | 转印吸水纸(7.5×9cm) | 60cm |
| FS035 | WB专用镊子(12cm, 翘方头) | 1把/袋 |
| ST876 | BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile) | 100/500ml |
| R0021 | DEPC水(DNase、RNase free) | 100ml |
| R0022 | DEPC水(DNase、RNase free) | 500ml |
| ST004L | Agarose | 50g |
| ST004B | 40% Acr-Bis (19:1, Nuclease free) | 100ml |
| R0123 | RNase and DNase Away | 250ml |
| R0125 | RNase, DNase and DNA Away | 250ml |
| R0127 | RNase, DNase, DNA and RNA Away | 250ml |

Version 2023.03.20