



GenapolX-080 (Reagent grade)


产品编号	产品名称	包装
ST1344-25ml	GenapolX-080 (Reagent grade)	25ml
ST1344-100ml	GenapolX-080 (Reagent grade)	100ml
ST1344-500ml	GenapolX-080 (Reagent grade)	500ml

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Purity	Grade
9043-30-5	$\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n(\text{CH}_2)_m$	-	-	Reagent grade

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	GenapolX-080
Name (English)	Genapol X-080
Specifications	Reagent grade
Chemical Formula	$\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n(\text{CH}_2)_m\text{H}$
Synonym (Chinese)	α -异十三烷基- ω -羟基-聚(氧-1,2-亚乙基), 异十三醇聚乙二醇醚, 聚乙二醇单烷基醚
Synonym (English)	Polyethylene glycol monoalkyl ether; Oligoethylene glycol monoalkyl ether
Beilstein Registry No.	-
EINECS Number	-
MDL Number	MFCD00163738
UNSPSC Code	12352200




➤ 产品描述(Description):

General description	含有8个环氧乙烷。
Other Notes	用于从自养黄色杆菌(Xanthobacter autotrophicus)细胞质膜中分离氢化酶-细胞色素 b 络合物; 来自假单胞菌的胆固醇氧化酶的水溶液稳定化活化剂。

➤ 性质(Properties):

CMC	0.06-0.15
density	0.999 g/mL+/-0.002 g/mL at 20°C
refractive index	n ₂₀ /D 1.461+/-0.001
description	non-ionic

➤ 安全信息(Safety Information):

Hazard Pictogram Codes	
Signal Word	Danger
Hazard Statements	H302-H318
Precautionary Statements	P280-P305 + P351 + P338
Personal Protective Equipment	Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Codes (Europe)	Xn
Risk Codes (Europe)	22-41
Safety Codes (Europe)	26-39
RIDADR	NONH for all modes of transport
WGK Germany	3

RTECS	-
Flash Point (F)	374 F
Flash Point (C)	190°C

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST1344-25ml	GenapolX-080 (Reagent grade)	25ml
ST1344-100ml	GenapolX-080 (Reagent grade)	100ml
ST1344-500ml	GenapolX-080 (Reagent grade)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2019.07.10