



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

TE (Tris-EDTA缓冲液)

产品编号	产品名称	包装
ST725	TE(Tris-EDTA缓冲液)	100ml

产品简介:

- TE(Tris-EDTA缓冲液)即Tris-EDTA buffer (10mM Tris, 1mM EDTA, pH8.0), 常用分子生物学试剂, 用于DNA的溶解等。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST725	TE(Tris-EDTA缓冲液)	100ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。