



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

1M Tris-HCl, pH8.5 (Sterile, DNase free)

产品编号	产品名称	包装
ST785-100ml	1M Tris-HCl, pH8.5 (Sterile, DNase free)	100ml
ST785-500ml	1M Tris-HCl, pH8.5 (Sterile, DNase free)	500ml

产品简介:

- 1M Tris-HCl, pH8.5 (Sterile, DNase free), 即无菌、无 DNA 酶污染的 1M Tris-HCl, pH8.5, 是一种经过高温高压灭菌并灭活 DNA 酶的常用缓冲液。本产品可以用于各种要求无 DNA 酶污染的生化、分子生物学等实验, 也可以用于要求无菌的细胞培养等相关溶液的配制。
- Tris 也称 Tris base、Tris 碱或 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 分子量 121.14。本产品使用纯度 >99.9% 的 Tris 配制, 并用盐酸调节 pH 至 8.5 后, 经过高温高压灭菌和灭活 DNA 酶处理。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST785-100ml	1M Tris-HCl, pH8.5 (Sterile, DNase free)	100ml
ST785-500ml	1M Tris-HCl, pH8.5 (Sterile, DNase free)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品为无菌产品, 如需保持本产品的无菌状态, 使用时请注意无菌操作。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。