



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

1M Tris-HCl, pH8.8

产品编号	产品名称	包装
ST788-100ml	1M Tris-HCl, pH8.8	100ml
ST788-500ml	1M Tris-HCl, pH8.8	500ml

产品简介:

- 用于配制SDS-PAGE或native PAGE的下层胶，进口试剂配制。
- Tris也称Tris base或2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。分子式为C₄H₁₁NO₃，分子量121.14，纯度>99.9%。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST788-100ml	1M Tris-HCl, pH8.8	100ml
ST788-500ml	1M Tris-HCl, pH8.8	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。