



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

聚钨酸钠水合物(W, 70%)

产品编号	产品名称	包装
Y000594-1g	聚钨酸钠水合物(W, 70%)	1g
Y000594-5g	聚钨酸钠水合物(W, 70%)	5g
Y000594-20g	聚钨酸钠水合物(W, 70%)	20g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
314075-43-9	$3\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 9\text{WO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	2968.00 (anhydrous basis)	W, 70%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	聚钨酸钠水合物
Name (English)	SODIUM METATUNGSTATE HYDRATE
Specifications	W, 70%
Chemical Formula	$3\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 9\text{WO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y000594-1g	聚钨酸钠水合物(W, 70%)	1g
Y000594-5g	聚钨酸钠水合物(W, 70%)	5g
Y000594-20g	聚钨酸钠水合物(W, 70%)	20g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。