



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

磷酸二氢钾(for HPLC, $\geq 99.5\%$, T)

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|--------------|------------------------------------|------|
| Y000621-20g | 磷酸二氢钾(for HPLC, $\geq 99.5\%$, T) | 20g |
| Y000621-100g | 磷酸二氢钾(for HPLC, $\geq 99.5\%$, T) | 100g |
| Y000621-500g | 磷酸二氢钾(for HPLC, $\geq 99.5\%$, T) | 500g |

产品简介:

| CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Specifications |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 7778-77-0 | KH_2PO_4 | 136.09 | for HPLC, $\geq 99.5\%$, T |

➤ 基本信息(General Information):

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Name (Chinese) | 磷酸二氢钾 |
| Name (English) | Potassium phosphate monobasic |
| Specifications | for HPLC, $\geq 99.5\%$, T |
| Chemical Formula | KH_2PO_4 |

➤ 性质(Properties):

| | |
|-------------------------|------|
| Storage and Sensitivity | RT |
| Appearance | 白色结晶 |

包装清单:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|--------------|------------------------------------|------|
| Y000621-20g | 磷酸二氢钾(for HPLC, $\geq 99.5\%$, T) | 20g |
| Y000621-100g | 磷酸二氢钾(for HPLC, $\geq 99.5\%$, T) | 100g |
| Y000621-500g | 磷酸二氢钾(for HPLC, $\geq 99.5\%$, T) | 500g |
| — | 说明书 | 1份 |

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。