



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

磷钨酸水合物

产品编号	产品名称	包装
Y000682-20g	磷钨酸水合物	20g
Y000682-100g	磷钨酸水合物	100g
Y000682-500g	磷钨酸水合物	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
12501-23-4	$H_3O_{40}PW_{12} \cdot xH_2O$	2880.05 (anhydrous)	-

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	磷钨酸水合物
Name (English)	Phosphotungstic acid hydrate
Specifications	-
Chemical Formula	$H_3O_{40}PW_{12} \cdot xH_2O$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	白色至类白色结晶

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y000682-20g	磷钨酸水合物	20g
Y000682-100g	磷钨酸水合物	100g
Y000682-500g	磷钨酸水合物	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。