

## 柠檬酸钠, 二水(用于分子生物学, $\geq 99\%$ )

产品编号	产品名称	包装
Y026463-500g	柠檬酸钠, 二水(用于分子生物学, $\geq 99\%$ )	500g
Y026463-2kg	柠檬酸钠, 二水(用于分子生物学, $\geq 99\%$ )	2kg

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
6132-04-3	$C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$	294.1	用于分子生物学, $\geq 99\%$

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	柠檬酸钠, 二水
Name (English)	Sodium citrate dihydrate
Specifications	用于分子生物学, $\geq 99\%$
Chemical Formula	$C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	白色结晶颗粒或粉末

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y026463-500g	柠檬酸钠, 二水(用于分子生物学, $\geq 99\%$ )	500g
Y026463-2kg	柠檬酸钠, 二水(用于分子生物学, $\geq 99\%$ )	2kg
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。