

氯化血红素(HPLC \geq 98%)

产品编号	产品名称	包装
Y026635-10mg	氯化血红素(HPLC \geq 98%)	10mg
Y026635-50mg	氯化血红素(HPLC \geq 98%)	50mg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
16009-13-5	C ₃₄ H ₃₂ ClN ₄ O ₄ Fe	651.94	HPLC \geq 98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	氯化血红素
Name (English)	Hematin chloride
Specifications	HPLC \geq 98%
Chemical Formula	C ₃₄ H ₃₂ ClN ₄ O ₄ Fe

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C, 避光
Appearance	黑色粉末

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y026635-10mg	氯化血红素(HPLC \geq 98%)	10mg
Y026635-50mg	氯化血红素(HPLC \geq 98%)	50mg
—	说明书	1份

保存条件:

4°C避光保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。