



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 硫酸葡聚糖(分子量4万)

| 产品编号         | 产品名称         | 包装   |
|--------------|--------------|------|
| Y027012-25g  | 硫酸葡聚糖(分子量4万) | 25g  |
| Y027012-100g | 硫酸葡聚糖(分子量4万) | 100g |
| Y027012-500g | 硫酸葡聚糖(分子量4万) | 500g |

### 产品简介:

| CAS Number | Chemical Formula          | Molecular Weight | Specifications |
|------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 9011-18-1  | $(C_6H_7Na_3O_{14}S_3)_n$ |                  | 分子量4万          |

### ➤ 基本信息(General Information):

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Name (Chinese)   | 硫酸葡聚糖                       |
| Name (English)   | Dextran sulfate sodium salt |
| Specifications   | 分子量4万                       |
| Chemical Formula | $(C_6H_7Na_3O_{14}S_3)_n$   |

### ➤ 性质(Properties):

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Storage and Sensitivity | RT |
| Appearance              | -  |

### 包装清单:

| 产品编号         | 产品名称         | 包装   |
|--------------|--------------|------|
| Y027012-25g  | 硫酸葡聚糖(分子量4万) | 25g  |
| Y027012-100g | 硫酸葡聚糖(分子量4万) | 100g |
| Y027012-500g | 硫酸葡聚糖(分子量4万) | 500g |
| —            | 说明书          | 1份   |

### 保存条件:

室温保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。