

2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈(98%, unsublimated)

产品编号	产品名称	包装
Y091926-10mg	2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈(98%, unsublimated)	10mg
Y091926-50mg	2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈(98%, unsublimated)	50mg
Y091926-200mg	2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈(98%, unsublimated)	200mg
Y091926-1g	2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈(98%, unsublimated)	1g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
1469705-37-0	C ₁₀₄ H ₆₄ N ₆	1397.66	98%, unsublimated

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈
Name (English)	2,4,5,6-Tetrakis(3,6-diphenyl-9H-carbazol-9-yl)isophthalonitrile
Specifications	98%, unsublimated
Chemical Formula	C ₁₀₄ H ₆₄ N ₆

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C, 惰性气体
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y091926-10mg	2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈(98%, unsublimated)	10mg
Y091926-50mg	2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈(98%, unsublimated)	50mg
Y091926-200mg	2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈(98%, unsublimated)	200mg
Y091926-1g	2,4,5,6-四(3,6-二苯基-9-咔唑基)-1,3-苯二腈(98%, unsublimated)	1g
-	说明书	1份

保存条件:

4°C惰性气体保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。