

## 氯化十六烷基吡啶一水合物(99%)

产品编号	产品名称	包装
Y175536-100g	氯化十六烷基吡啶一水合物(99%)	100g
Y175536-500g	氯化十六烷基吡啶一水合物(99%)	500g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
6004-24-6	$C_{21}H_{38}ClN \cdot H_2O$	358	99%

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	氯化十六烷基吡啶一水合物
Name (English)	Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
Specifications	99%
Chemical Formula	$C_{21}H_{38}ClN \cdot H_2O$

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	白色至亮浅褐色粉末

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y175536-100g	氯化十六烷基吡啶一水合物(99%)	100g
Y175536-500g	氯化十六烷基吡啶一水合物(99%)	500g
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。