

聚乙烯吡咯烷酮(分子量: 55000)

产品编号	产品名称	包装
Y175951-100g	聚乙烯吡咯烷酮(分子量: 55000)	100g
Y175951-500g	聚乙烯吡咯烷酮(分子量: 55000)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
9003-39-8	$(C_6H_9NO)_n$	-	分子量: 55000

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	聚乙烯吡咯烷酮
Name (English)	PVP
Specifications	分子量: 55000
Chemical Formula	$(C_6H_9NO)_n$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	白色粉末

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y175951-100g	聚乙烯吡咯烷酮(分子量: 55000)	100g
Y175951-500g	聚乙烯吡咯烷酮(分子量: 55000)	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。