



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

CM-DiI (细胞膜橙红色荧光探针)

产品编号	产品名称	包装
Y236937-20μg	CM-DiI (细胞膜橙红色荧光探针)	20μg
Y236937-50μg	CM-DiI (细胞膜橙红色荧光探针)	50μg
Y236937-1mg	CM-DiI (细胞膜橙红色荧光探针)	1mg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
180854-97-1	$C_{68}H_{105}Cl_2N_3O$	1051.5	-

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	CM-DiI (细胞膜橙红色荧光探针)
Name (English)	Cell Tracker CM-DiI
Specifications	-
Chemical Formula	$C_{68}H_{105}Cl_2N_3O$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	-20°C避光保存
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y236937-20μg	CM-DiI (细胞膜橙红色荧光探针)	20μg
Y236937-50μg	CM-DiI (细胞膜橙红色荧光探针)	50μg
Y236937-1mg	CM-DiI (细胞膜橙红色荧光探针)	1mg
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C避光保存，三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。