



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

三磷酸腺苷酸($\geq 95\%$, HPLC)

产品编号	产品名称	包装
Y256660-5g	三磷酸腺苷酸($\geq 95\%$, HPLC)	5g
Y256660-20g	三磷酸腺苷酸($\geq 95\%$, HPLC)	20g
Y256660-100g	三磷酸腺苷酸($\geq 95\%$, HPLC)	100g
Y256660-500g	三磷酸腺苷酸($\geq 95\%$, HPLC)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
56-65-5	$C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3$	507.18	$\geq 95\%$, HPLC

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	三磷酸腺苷酸
Name (English)	ATP-H
Specifications	$\geq 95\%$, HPLC
Chemical Formula	$C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	白色结晶粉末

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y256660-5g	三磷酸腺苷酸($\geq 95\%$, HPLC)	5g
Y256660-20g	三磷酸腺苷酸($\geq 95\%$, HPLC)	20g
Y256660-100g	三磷酸腺苷酸($\geq 95\%$, HPLC)	100g
Y256660-500g	三磷酸腺苷酸($\geq 95\%$, HPLC)	500g
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。