

低熔点琼脂糖(低熔点, 适用于分离小的核酸片段)

产品编号	产品名称	包装
Y258394-1g	低熔点琼脂糖(低熔点, 适用于分离小的核酸片段)	1g
Y258394-5g	低熔点琼脂糖(低熔点, 适用于分离小的核酸片段)	5g
Y258394-25g	低熔点琼脂糖(低熔点, 适用于分离小的核酸片段)	25g
Y258394-100g	低熔点琼脂糖(低熔点, 适用于分离小的核酸片段)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
9012-36-6	-	-	低熔点, 适用于分离小的核酸片段

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	低熔点琼脂糖
Name (English)	Agarose
Specifications	低熔点, 适用于分离小的核酸片段
Chemical Formula	-

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y258394-1g	低熔点琼脂糖(低熔点, 适用于分离小的核酸片段)	1g
Y258394-5g	低熔点琼脂糖(低熔点, 适用于分离小的核酸片段)	5g
Y258394-25g	低熔点琼脂糖(低熔点, 适用于分离小的核酸片段)	25g
Y258394-100g	低熔点琼脂糖(低熔点, 适用于分离小的核酸片段)	100g
-	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。