



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

异硫氰酸荧光素(偶联级, 90%)

产品编号	产品名称	包装
Y262482-50mg	异硫氰酸荧光素(偶联级, 90%)	50mg
Y262482-200mg	异硫氰酸荧光素(偶联级, 90%)	200mg
Y262482-1g	异硫氰酸荧光素(偶联级, 90%)	1g
Y262482-5g	异硫氰酸荧光素(偶联级, 90%)	5g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
3326-32-7	$C_{21}H_{11}NO_5S$	389.38	偶联级, 90%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	异硫氰酸荧光素
Name (English)	FITC
Specifications	偶联级, 90%
Chemical Formula	$C_{21}H_{11}NO_5S$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C, 避光
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y262482-50mg	异硫氰酸荧光素(偶联级, 90%)	50mg
Y262482-200mg	异硫氰酸荧光素(偶联级, 90%)	200mg
Y262482-1g	异硫氰酸荧光素(偶联级, 90%)	1g
Y262482-5g	异硫氰酸荧光素(偶联级, 90%)	5g
—	说明书	1份

保存条件:

4°C避光保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。