



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

碘化丙啶(ACS, 95%)

产品编号	产品名称	包装
Y267501-10mg	碘化丙啶(ACS, 95%)	10mg
Y267501-50mg	碘化丙啶(ACS, 95%)	50mg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
25535-16-4	$C_{27}H_{34}I_2N_4$	668.39	ACS, 95%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	碘化丙啶
Name (English)	PI
Specifications	ACS, 95%
Chemical Formula	$C_{27}H_{34}I_2N_4$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y267501-10mg	碘化丙啶(ACS, 95%)	10mg
Y267501-50mg	碘化丙啶(ACS, 95%)	50mg
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。