



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

聚乙烯亚胺(50%水溶液, 支链, 分子量25000)

产品编号	产品名称	包装
Y268769-5g	聚乙烯亚胺(50%水溶液, 支链, 分子量25000)	5g
Y268769-20g	聚乙烯亚胺(50%水溶液, 支链, 分子量25000)	20g
Y268769-100g	聚乙烯亚胺(50%水溶液, 支链, 分子量25000)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
9002-98-6	$H(NHCH_2CH_2)_nNH_2$	-	50%水溶液, 支链, 分子量25000

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	聚乙烯亚胺
Name (English)	PEI
Specifications	50%水溶液, 支链, 分子量25000
Chemical Formula	$H(NHCH_2CH_2)_nNH_2$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y268769-5g	聚乙烯亚胺(50%水溶液, 支链, 分子量25000)	5g
Y268769-20g	聚乙烯亚胺(50%水溶液, 支链, 分子量25000)	20g
Y268769-100g	聚乙烯亚胺(50%水溶液, 支链, 分子量25000)	100g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。