



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

L-精氨酸(BR, 98%)

产品编号	产品名称	包装
Y284975-100g	L-精氨酸(BR, 98%)	100g
Y284975-500g	L-精氨酸(BR, 98%)	500g
Y284975-25kg	L-精氨酸(BR, 98%)	25kg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
74-79-3	$C_6H_{14}N_4O_2$	174.2	BR, 98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	L-精氨酸
Name (English)	L-Arginine
Specifications	BR, 98%
Chemical Formula	$C_6H_{14}N_4O_2$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	粉末

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y284975-100g	L-精氨酸(BR, 98%)	100g
Y284975-500g	L-精氨酸(BR, 98%)	500g
Y284975-25kg	L-精氨酸(BR, 98%)	25kg
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。