



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

L-犬尿氨酸(≥98%, T)

产品编号	产品名称	包装
Y285073-10mg	L-犬尿氨酸(≥98%, T)	10mg
Y285073-50mg	L-犬尿氨酸(≥98%, T)	50mg
Y285073-200mg	L-犬尿氨酸(≥98%, T)	200mg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
2922-83-0	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₃	208.21	≥98%, T

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	L-犬尿氨酸
Name (English)	L-Kynurenine
Specifications	≥98%, T
Chemical Formula	C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O ₃

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	light yellow powder

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y285073-10mg	L-犬尿氨酸(≥98%, T)	10mg
Y285073-50mg	L-犬尿氨酸(≥98%, T)	50mg
Y285073-200mg	L-犬尿氨酸(≥98%, T)	200mg
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。